

Ultracongeladores



La mejor selección para una cadena de frío eficaz

Los ultracongeladores de laboratorio ULT son congeladores de laboratorio especialmente diseñados para el almacenamiento criogénico de muestras, normalmente por debajo de -80°C .

thermoscientific

Thermo Scientific™ Ultracongeladores de la serie TSX

Los ultracongeladores Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados para cumplir los estándares más estrictos en materia de sostenibilidad, control de la temperatura y fiabilidad en el almacenamiento a -80°C y -70°C .

- No debe preocuparse del lugar donde se almacenan las muestras en el congelador. Con una variación máxima inferior a 5°C , las muestras están protegidas y almacenadas de forma segura en todo el espacio de almacenamiento.
- Tiempo de calentamiento prolongado de -80°C a -50°C : 5,05 horas



N.º cat.	Descripción	Cantidad
15798587	TSX70086V Ultracongeladores de la serie TSX	1
15788587	TSX60086V Ultracongeladores de la serie TSX	1
15768587	TSX40086V Ultracongeladores de la serie TSX	1
15778587	TSX50086V Ultracongeladores de la serie TSX	1

Thermo Scientific™ Ultracongeladores serie TDE

Los congeladores de temperatura ultra-baja Thermo Scientific™ serie TDE ofrecen un consumo energético reducido, una pantalla táctil de control simplificada, cuatro tamaños y un diseño de cámara ergonómico.

- Con una tecnología basada en refrigerantes sin fluorocarbonos, estos sistemas ahorran hasta un 25% en consumo de energía y tienen menor pérdida de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes convencionales
- Diseñados para el uso diario, recuperan la temperatura de la cabina un 20 % más rápido después de abrir la puerta
- Una salida de sonido silenciosa por debajo de 53 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio



N.º cat.	Descripción	Cantidad
16387151	Ultracongeladores serie TDE 816 L	1
16367151	Ultracongeladores serie TDE 549 L	1

16387151

Encuétralo en:

<https://eu.fishersci.com/go/ult>

Binder™ Serie UF V Ultracongeladores

El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.

- El menor consumo de energía de su clase
- Potente unidad de refrigeración del compresor en cascada
- Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente R-290 y R-170
- Aislamiento térmico eficiente con paneles de aislamiento al vacío

N.º cat.	Descripción	Cantidad
15983042	Serie UF V 700 Ultracongeladores	1
15901102	Serie UF V 500 Ultracongeladores	1



15983042

15901102

eppendorf

Eppendorf™ CryoCube™

¿Busca un ultracongelador ULT personal que encaje debajo de la mesa? El Eppendorf CryoCube F101h ultracongelador (ULT) combina el diseño compacto con una temperatura real de -80 °C para ofrecer una tecnología ULT duradera y fiable con la que lograr un almacenamiento seguro de las muestras.

- Los paneles de aislamiento de vacío permiten aumentar la capacidad interna con el mismo tamaño que los congeladores con espuma tradicionales
- Las puertas interiores tienen juntas y también están aisladas creando 2 compartimentos separados que minimizan la pérdida de aire frío mientras se accede a las muestras
- Panel de control LED de fácil lectura y estado de alarma

N.º cat.	Descripción	Cantidad
16307355	CryoCube F101h, 230V/50Hz, EU	1



16307355

Diseño el ultracongelador en torno a la muestra: La serie Eppendorf CryoCube F740 es la inclusión más reciente a la familia de ultracongeladores Eppendorf.

- La espuma convencional, reforzada por paneles de aislamiento de vacío en el cuerpo del dispositivo y el aislamiento de poliuretano reforzado en la puerta, garantiza un aislamiento eficiente
- Puerta externa con asa a la izquierda o a la derecha para utilización óptima del espacio en el laboratorio
- Panel de control de fácil lectura y empotrado a nivel de los ojos y función de alarma

N.º cat.	Descripción	Cantidad
15703409	CryoCube F740hi, 3/DL/a, 230V/50Hz, EU	1
15997065	CryoCube F740h 3/DL/a 230V EU	1
15932381	CryoCube F740hi, 5/DL/a, 230V/50Hz, EU	1



15997065



Ultracongeladores

Hable con un especialista para recibir más información sobre productos y servicios para equipos de almacenamiento en frío.



Productos más ecológicos: Estos productos ofrecen uno o más beneficios ecológicos desglosados en las "guías más verdes" de la FTC de los Estados Unidos.

Contáctenos hoy:

Austria: fishersci.at Belgium: fishersci.be Denmark: fishersci.dk
 Germany: fishersci.de Ireland: fishersci.ie Italy: fishersci.it
 Finland: fishersci.fi France: fishersci.fr Netherlands: fishersci.nl
 Norway: fishersci.no Portugal: fishersci.pt Spain: fishersci.es
 Sweden: fishersci.se Switzerland: fishersci.ch UK: fishersci.co.uk