

Tableau de compatibilité du passeur automatique



1 Goulot serti NDB

	Goulot serti NDB	Goulot serti NDB	Goulot serti NDB	Goulot serti NDB	Goulot serti NDB	Goulot serti NDB	Goulot à vis NDB	Goulot à vis NDB	Filtage count NDS	Goulot à vis NDI10	Goulot serti NDI11	Goulot serti NDI1	Goulot serti NDI1	Goulot serti NDI1
	11732408	11561364	11531374	11717567	11792408	11712408	11565874	11515884	11575884	11511474	10081022	11865813	11505884	11555894
	11742408		11541374	11722408	11782408		10560053		10080952	10521593	11535884			
							11595874		11515894	11531474	11565884	11555894		
							11525884		12951011		11565894			
									15136425		10678005			
									15176425		11505894			
									11871653					
									11595914					
									11707597					
									11727597					
									11575894					
									11565894					
									11565894					
									11535914					
									15582310					
									11515924					
									11884030					
									11851673					
									11814940					
									11624940					
Agilent	1050								X		X			
Agilent	1050 (plateau à 34 pos.)			X										
Agilent	1090								X		X			
Agilent	1090 (plateau à 34 pos.)			X										
Agilent	1100								X		X			
Agilent	1200								X		X			
Agilent	1260 Infinity								X		X			
Agilent	1290 Infinity								X		X			
Agilent	61888A													
Agilent	7673A			X					X		X			
Agilent	7683A			X		X			X		X			
Agilent	HS7694													
Agilent	7695A													
Agilent	79855(A)								X		X			
Agilent	8880								X		X			
Agilent	8890								X		X			
Agilent	8890 (plateau à 27 pos.)								X		X			
Agilent	8890 (plateau à 22 pos.)								X		X			
Agilent	8890								X		X			
Agilent	CTC HTS+HTC PAL	X			X	X			X		X			
Agilent	CTC GC PAL	X			X	X			X		X			
Agilent	CTC Combi PAL													
Agilent	Isolman SOLATEk72													
Agilent	Bouchon Archon + piège													
Agilent	AQUATEk 70													
Agilent	7693A						X				X			
Agilent	HS7694													
Agilent	7697A													
Analytik Jena	multi N/C 3000 (COT)													
Antec Leyden	Alexys						X		X		X			
Antec Leyden	AS 100						X		X	X	X			
Antek	738 Unisampler						X		X	X	X			
Antek	738						X		X	X	X			
Atas	EL Focus						X		X	X	X			
Beckman	501			X			X		X	X	X			
Beckman	502/502e			X			X		X	X	X			
Beckman	504	X			X									
Beckman	507/507e			X			X	X	X	X	X			
Beckman	508 (System Gold)						X	X	X	X	X			
Beckman	Marathon						X	X	X	X	X		X	
Beckman	Promis						X	X	X	X	X		X	
Beckman	Triathlon, plateau standard						X	X	X	X	X		X	
Beckman	Triathlon, plateau LSV			X			X	X	X	X	X		X	
Beckman	Triathlon, plateau super LSV						X	X	X	X	X		X	
Beckman	Triathlon, micro plateau	X				X								
Bruker	LC51													
Cambridge Scientific Instruments	Série 205						X		X	X	X			
Cambridge Scientific Instruments	Série 300						X		X	X	X			
Carlo Erba	AS100	X		X	X		X	X	X	X	X		X	
Carlo Erba	AS200	X		X	X		X	X	X	X	X		X	
Carlo Erba	A200LC	X		X	X		X	X	X	X	X		X	
Carlo Erba	AS200S	X		X	X		X	X	X	X	X		X	
Carlo Erba	AS300	X		X	X		X	X	X	X	X		X	
Carlo Erba	AS800, plateau à 42 échantillons						X		X	X	X		X	
Carlo Erba	AS800, plateau à 60 échantillons		X	X	X		X		X	X	X		X	
Carlo Erba	HS250													
Carlo Erba	HS500													
Carlo Erba	HS800													
Carlo Erba	HS850													
Cecil Instruments	CE4800						X		X	X	X			
Cecil Instruments	AutoQuest							X	X	X	X	X		
CTC (LEAP)	LC PAL (216 pos.)						X	X	X	X	X		X	
CTC (LEAP)	HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (plateau à 200 pos.)	X												
CTC (LEAP)	HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (plateau à 54/98 pos.)			X			X	X	X	X	X		X	
CTC (LEAP)	HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (plateau à 32 pos.)													
CTC (LEAP)	Combi PAL (plateau à 200 pos.)	X												
CTC (LEAP)	GC PAL (plateau à 200 pos.)													
CTC (LEAP)	Combi PAL (plateau à 98 pos.)				X				X		X		X	
CTC (LEAP)	GC PAL (plateau à 98 pos.)								X		X		X	
CTC (LEAP)	Combi PAL, mode SPME (plateau à 98 pos.)								X		X		X	
CTC (LEAP)	Combi PAL (plateau à 32 pos.)													
CTC (LEAP)	GC PAL (plateau à 32 pos.)													
CTC (LEAP)	Combi PAL, mode SPME (plateau à 32 pos.)													
CTC	Systèmes PAL HPLC	X					X		X	X	X			
CTC	PAL Combi-xt, mode liquide	X					X		X	X	X			
CTC	Combi-xt, option espace de tête													
CTC	BC-xt, option espace de tête	X					X		X	X	X			
CTC	PAL HTC-xt	X					X		X	X	X			
CTC	HTS-xt	X					X		X	X	X			
CTC	HTX-xt	X					X		X	X	X			
CTC	Combi-xt, options SPME													
CTC	A200S	X					X		X	X	X			
CTC	A200 LC	X					X	X	X	X	X		X	
CTC	HS 500													
DANI	ALS 39.80								X		X			
DANI	ALS 86.80								X		X			

Tableau de compatibilité du passeur automatique



2 Circlip ND11

Circlip ND11	Goulot à vis ND13	Flacons de culture	Flacons de culture	Flacons de culture	Flacons de culture	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Goulot à vis ND24 (EPA)
11525884	10571013	10306062	10145424	11555914	11516074	10663303	10681033	12990951	10680843	11506114	10192652	11520545	10465982
11535894	11556044		10506075	11565914	10455982		10195012	10080822	12971231	12941221			10000782
11545894	11576044		11561374					10152512	15552340	10758874			11510585
11545914	11586044		10224852					12981241		12951221			11738256
12672465										10070952			11530585
15219468										10510323			11540585
11585914										12910991			11550585
11505924													
11525924													
11545924													
11717597													
11894930													
11804940													
11834940													

Agilent	1050												
Agilent	1050 (plateau à 34 pos.)	X											
Agilent	1090		X										
Agilent	1090 (plateau à 34 pos.)												
Agilent	1100		X										
Agilent	1200		X										
Agilent	1260 Infinity												
Agilent	1290 Infinity												
Agilent	G1888A			X						X			
Agilent	7673A												
Agilent	7683A												
Agilent	HS7694			X						X			
Agilent	7695A												X
Agilent	79655(A)	X											
Agilent	6890												
Agilent	6890												
Agilent	6850 (plateau à 27 pos.)												
Agilent	6850 (plateau à 22 pos.)		X										
Agilent	6890												
Agilent	CTC HTS+HTC PAL	X											
Agilent	CTC GC PAL												
Agilent	CTC Combi PAL						X				X		
Agilent	Tekmar SOLATEk72												X
Agilent	Bouchon Archon + piège												X
Agilent	ADUJATEk 70												X
Agilent	7633A	X	X		X								
Agilent	HS7694			X						X			
Agilent	7697A									X			
Analytik Jena	multi N/C 3000 (COT)												X
Antec Leyden	Alexys	X											
Antec Leyden	AS 100	X											
Antek	736 Unisampler	X											
Antek	738	X											
Atas	GL Focus	X											
Beckman	E01	X											
Beckman	E02/E02e	X											
Beckman	E04												
Beckman	E07/E07e	X											
Beckman	509 (System Gold)						X						
Beckman	Marathon	X											
Beckman	Promis	X											
Beckman	Triathlon, plateau standard	X					X	X					
Beckman	Triathlon, plateau LSV		X										
Beckman	Triathlon, plateau super LSV						X						
Beckman	Triathlon, micro plateau												
Brüel	LC51		X										
Cambridge Scientific Instruments	Série 205		X										
Cambridge Scientific Instruments	Série 300		X										
Carlo Erba	AS100	X			X								
Carlo Erba	AS200												
Carlo Erba	A200LC	X			X								
Carlo Erba	AS200S												
Carlo Erba	AS300	X			X								
Carlo Erba	AS800, plateau à 42 échantillons												
Carlo Erba	AS800, plateau à 60 échantillons												
Carlo Erba	HS750						X						
Carlo Erba	HS500						X						
Carlo Erba	HS300						X			X			
Carlo Erba	HS850						X			X			
Cecil Instruments	CE4800	X											
Cecil Instruments	AutoQuest	X	X		X								
CTC (LEAP)	LC PAL (216 pos.)	X											
CTC (LEAP)	HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (plateau à 200 pos.)						X						
CTC (LEAP)	HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (plateau à 54/98 pos.)	X						X					
CTC (LEAP)	HTX PAL, HTC PAL, HTS PAL (plateau à 32 pos.)										X		
CTC (LEAP)	Combi PAL (plateau à 200 pos.), GC PAL (plateau à 200 pos.)												
CTC (LEAP)	Combi PAL (plateau à 98 pos.), GC PAL (plateau à 98 pos.)												
CTC (LEAP)	+ Combi PAL, mode SPME (plateau à 98 pos.) +												
CTC (LEAP)	Combi PAL (plateau à 32 pos.), GC PAL (plateau à 32 pos.)						X				X		
CTC (LEAP)	+ Combi PAL, mode SPME (plateau à 32 pos.) +										X		
CTC	Systèmes PAL HPLC						X				X		
CTC	PAL Combi-xt, mode liquide						X				X		
CTC	Combi-xt, option espace de tête						X				X		
CTC	GC-xt, option espace de tête						X				X		
CTC	PAL HTC-xt						X				X		
CTC	HTS-xt						X				X		
CTC	HTX-xt						X				X		
CTC	Combi-xt, options SPME						X				X		
CTC	A200S						X						
CTC	A200 LC	X					X						
CTC	HS 500						X						
DANI	ALS 39,80	X											
DANI	ALS 86,80	X											

Tableau de compatibilité du passeur automatique



3 Goulot à vis ND8

		Goulot sertif ND8	Goulot sertif ND8	Goulot sertif ND8	Goulot sertif ND8	Goulot sertif ND8	Goulot sertif ND8	Goulot à vis ND8	Goulot à vis ND8	Filtrage court ND9	Goulot à vis ND10	Goulot sertif ND11	Goulot sertif ND11	Goulot sertif ND11	Goulot sertif ND11
		1172408 11742408	11561364	11531374 11541374	11717567 11722408	11792408 11782408	11712408	11565874 10560053 11595874 11525884	11515884	11575884 10090952 11515884 10145714 12951011 15168425 15136425 15176425 11871653 11658914 11707597 11727597 11575884 11858984 11595894 11535914 15592310 11515824 11884930 11851673 11814960 11824940	11511474 10521593 11531474	10091022 10326042 11535884 11545884 11565894 10678005 11505894	11865913 11555894	11505884	11555894
DANI	ALS 1000									X		X			
DANI	HS39 50														
DANI	HS86 50														
DANI	Master AS									X		X			
Dimatec	Dimatoc 2000														
Dionex	Gina 50			X						X		X			
Dionex	AS 50				X			X		X	X				
Dionex	Summit ASI 100 micro plateau (192 pos.)			X											
Dionex	Summit ASI 100, Plateau analytique (117 pos.)							X		X		X			
Dionex	Summit ASI 100, Plateau pour semi-préparation (63 pos.)														
Dionex	Famos (LC Packings/Dionex)							X		X	X	X			
Dionex	JitiMate analytique, cylindrique, WPS-3000 SL, portoir à 120 pos. (2 ml)							X		X	X	X			
Dionex	JitiMate analytique, conique, WPS-3000 SL, portoir à 120 (3x40) pos. (1,1 ml=2 ml avec inserts)													X	
Dionex	JitiMate micro, conique, WPS-3000 SL, portoir à 120 (3x40) pos. (250 µl)				X										
Dionex	JitiMate semi-préparation, WPS-3000 SL, portoir à 86 (3x22) pos. (4 ml)														
Dionex	JitiMate nano/capillaire/micro, WPS-3000 SL, portoir à 216 (3x72) pos. (1,2 ml)			X											
Dionex	ASE 200														
Dionex	AS 40														
Dionex	HS-4V							X							
Dimatec	Dimatoc 200														
Dimatec	Dimatoc 300														
Dimatec	Dimatoc 400														
Finnigan	A200S	X					X			X		X			
Fisons	AS100	X			X		X	X	X	X	X	X		X	
Fisons	AS200	X					X	X	X	X	X	X		X	
Fisons	A200LC	X					X	X	X	X	X	X		X	
Fisons	AS200S	X					X	X	X	X	X	X		X	
Fisons	AS300	X				X	X	X	X	X	X	X		X	
Fisons	AS800, plateau à 42 échantillons			X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Fisons	AS800, plateau à 60 échantillons		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Fisons	HS250														
Fisons	HS500														
Fisons	HS800														
Fisons	HS850														
GE Instruments	Sievers® 900														
Gerstel	MPS2	X			X	X						X		X	
Gilson	201 / 202							X		X					
Gilson	221 / 222							X		X					
Gilson	221 / 401							X		X					
Gilson	232 / 402							X		X					
Gilson	Aspec							X		X					
Gilson	Aspec Xii							X		X					
Gilson	Aspec XL4							X		X					
Gilson	221XL / 222XL	X				X (uniquement pour 221XL)	X								
Gilson	223	X				X									
Gilson	231XL/232XL/233XL	X				X (uniquement pour 231XL)	X								
Gilson	Nano Injektor							X		X					
Gilson	235/235P/SP 235/SP 235P	X				X	X	X		X					
Gymkotec	Gina 50			X						X		X			
Hach Lange	IL 550 TOC-TN														
HTA	HT200H														
HTA	HT250D							X		X	X	X			X
HTA	HT280T							X		X	X	X			X
HTA	HT300A							X		X	X	X			X
HTA	HT310A							X		X	X	X			X
HTA	HT300L							X		X	X	X			X
ICI	LC1600	X				X				X	X	X			X
IMT GmbH	VSP4000														
IMT GmbH	PTA3000														
Jasco	AS 2055/AS 2055 (i)				X			X		X	X	X			
Jasco	AS 2057/AS 2057 (i)				X			X		X	X	X			
Jasco	AS 2069				X			X		X	X	X			
Knauer	K-3800 (Basic Marathon)							X	X	X	X	X			X
Knauer	Smartline K-3950							X		X	X	X			
Knauer	PLATINIQUE AS-1							X		X	X	X			
LDC	713-60		X												
LDC	Marathon				X			X	X	X	X	X		X	X
LDC	Promis							X	X	X	X	X		X	X
LEAP	Voir CTC														
D.I. Analytique	1020A														
D.I. Analytique	1088														
D.I. Analytique	1096+														
D.I. Analytique	4551A														
D.I. Analytique	1552														
PerkinElmer	Série 200, plateau à 25 échantillons														
PerkinElmer	Série 200, plateau à 85 échantillons										X	X			
PerkinElmer	Série 200, plateau à 81/100 échantillons										X	X			

Tableau de compatibilité du passeur automatique



4 Flacons de culture

		Criclip ND11	Goulet à vis ND13	Flacons de culture 4	Flacons de culture	Flacons de culture	Flacons de culture	Flacons de culture	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Goulet à vis ND24 (EPA)
		11525894	10571013		10145424	11555914	11516074		10663303	10681033	12990951	10680943	11506114				10465982
		11538994	11566044		10506075	11565914	10455982		10195012	10880822	10880822	12971231	12941221				10000782
		11545894	11576044		11561374					12981241	12981241	15552340	11526114				10758874
		11545914	11586044		10224852								12951221				11510585
		12672465											10070952				11798256
		15219468											10510323				11530585
		11585914											12910991				11540585
		11505924															11550585
		11525924															
		11545924															
		11717597															
		11894930															
		11804940															
		11834940															
DANI	ALS 1000		X														
DANI	HS39.50											X					
DANI	HS86.50											X					
DANI	Master AS	X										X					
Dimatec	Dimatoc 2000																
Dionex	Gina 50	X	X														X
Dionex	AS 50	X															
Dionex	Summit ASI 100, micro plateau (192 pos.)																
Dionex	Summit ASI 100, Plateau analytique (117 pos.)	X															
Dionex	Summit ASI 100, Plateau pour semi-préparation (63 pos.)		X														
Dionex	Famos (LC Packings/Dionex)	X								X							
Dionex	UltiMate analytique, cylindrique, WPS-3000 SL, bورتoir à 120 pos. (2 ml)	X								X							
Dionex	UltiMate analytique, conique, WPS-3000 SL, bورتoir à 120 (3x40) pos. (1,1 ml/2 ml avec inserts)									X							
Dionex	UltiMate micro, conique, WPS-3000 SL, bورتoir à 120 (3x40) pos. (250 µl)									X							
Dionex	UltiMate semi-préparation, WPS-3000 SL, bورتoir à 66 (3x22) pos. (4 ml)		X							X							
Dionex	UltiMate nano/capillaire/micro, WPS-3000 SL, bورتoir à 216 (3x72) pos. (1,2 ml)									X							
Dionex	ASF 200																X
Dionex	AS 40		X		X												
Dionex	HS-HV																
Dimatec	Dimatoc 200																X
Dimatec	Dimatoc 300																X
Dimatec	Dimatoc 400																X
Finnigan	A200S																
Fisons	AS100	X				X											
Fisons	AS200																
Fisons	AS200C	X				X											
Fisons	AS200S																
Fisons	AS300	X				X											
Fisons	AS800, plateau à 42 échantillons																
Fisons	AS800, plateau à 60 échantillons																
Fisons	HS250									X							
Fisons	HS500									X							
Fisons	HS900									X			X				
Fisons	HS950									X			X				
GE Instruments	Sievers® 900																X
Gerstel	MPS2																
Gilson	201 / 202					X	X			X			X				
Gilson	221 / 222					X	X										
Gilson	231 / 401					X											
Gilson	232 / 402					X											
Gilson	Aspec					X	X										
Gilson	Aspec Xii																
Gilson	Aspec XL4																
Gilson	Z21XL / Z22XL																
Gilson	Z23																
Gilson	Z31XL/Z32XL/Z33XL																
Gilson	Nano Injektor																
Gilson	Z35/Z35P/SP 235/SP 235P																
Gynkotec	Gina 50	X	X														
Hach Lange	IL 550 TOC-TN																X
HTA	HT200H											X					
HTA	HT250D	X										X					
HTA	HT280T	X										X					
HTA	HT300A	X															
HTA	HT310A	X															
HTA	HT300L	X															
ICI	LC1600											X					
IMT GmbH	VSP4000																X
IMT GmbH	PIA3000																
Jasco	AS 2055/AS 2055 (i)	X															
Jasco	AS 2057/AS 2057 (i)	X															
Jasco	AS 2059	X															
Knauer	K-3800 (Basic Marathon)	X						X									
Knauer	Smartline K-3950	X						X									
Knauer	FLATI/Blue AS-1	X															
LDC	713-60																
LDC	Marathon	X															
LDC	Promis	X															
LEAP	Voir CTC																
O.I. Analytique	1020A																X
O.I. Analytique	1088																X
O.I. Analytique	1096+																X
O.I. Analytique	4551A																X
O.I. Analytique	1155																X
PerkinElmer	Série 200, plateau à 25 échantillons							X									
PerkinElmer	Série 200, plateau à 85 échantillons							X									
PerkinElmer	Série 200, plateau à 81/100 échantillons							X									

Tableau de compatibilité du passeur automatique



5 Filetage court ND9

	Goulot certifié ND8	Goulot certifié ND8	Goulot certifié ND8	Goulot certifié ND8	Goulot certifié ND8	Goulot certifié ND8	Goulot à vis ND8	Goulot à vis ND8	Filetage court ND9	Goulot à vis ND10	Goulot certifié ND11	Goulot certifié ND11	Goulot certifié ND11	Goulot certifié ND11
	11732408 11742408	11561364	11531374 11541374	11717567 11722408	11792408 11782408	11712408	11565874 10560053 11595074 11525884	11515884	11575884 10080952 11515894 10145714 12951011 15166425 15136425 15176425 11871653 11595914 11707597 11727597 11575884 11585894 11595894 11535914 15592310 11515924 11884930 11851673 11814940 11824940	11511474 10521593 11531474	10081022 10326042 11535894 11545894 11565894 10678005 11505894	11865813 11555894	11505884	11555894
PerkinElmer	Série 200, plateau à 205 échantillons			X						X	X			
PerkinElmer	Série 200, plateau à 225 échantillons			X										
PerkinElmer	AS-1	X		X							X			
PerkinElmer	AS-100 / AS-100B	X		X							X			
PerkinElmer	AS2000 / AS2000B	X		X		X				X	X			
PerkinElmer	AS-300	X		X							X			
PerkinElmer	AS8300	X		X							X			
PerkinElmer	Autosystem	X		X							X			
PerkinElmer	HS 6													
PerkinElmer	HS40/HS100/101													
PerkinElmer	TurboMatrix HS16/HS40/HS40 XL/piège HS40/HS110/piège HS110													
PerkinElmer	Integral 4000									X	X			
PerkinElmer	SS-100, plateau à 85 échantillons									X	X			
PerkinElmer	SS-100, plateau à 100 échantillons									X	X			
PerkinElmer	SS-200, plateau à 85 échantillons									X	X			
PerkinElmer	SS-200, plateau à 100 échantillons									X	X			
PerkinElmer	SS-200, plateau à 145 échantillons				X									
PerkinElmer	SS-225, plateau à 205 échantillons				X					X	X			
PerkinElmer	SS-225, plateau à 100 échantillons + plateau à 80 échantillons									X	X			
PerkinElmer	SS-225, plateau à 85 échantillons									X	X			
PerkinElmer	SS-225, plateau à 25 échantillons													
PerkinElmer	LC 600, plateau à 42 échantillons		X											
PerkinElmer	LC 600, plateau à 60 échantillons									X	X			
PerkinElmer	Clarus 400, 500, 600										X			
Pharmacia	LKB 2157-010						X		X		X			
Pharmacia	LKB 2157-020	X				X								X
Polymer Laboratories	PL-AS RT						X		X	X	X			
Quina Elektronik	QHSS-40								X		X			
Seelert														
SGE	LS-3200	X			X									
Shimadzu	AOC-5000	X		X	X				X		X		X	
Shimadzu	AOC-14/1400						X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	AOC-17						X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	+AOC-20/20i/20s, plateau à 150 pos. +						X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	AOC-20/20i/20s, plateau à 96 pos.													
Shimadzu	LC-20A						X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	SIL-2AS			X			X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	SIL-6A			X			X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	SIL-6B/SIL-7A/SIL-8A/SIL-9A						X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	SIL-10A/SIL-10AF/SIL-10AP/SIL-10Ai/SIL-10AxL/portoir S 100 pos.				X		X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	SIL-10A/SIL-10AF/SIL-10AP/SIL-10Ai/SIL-10AxL/portoir L 80 pos.													
Shimadzu	SIL-10A/SIL-10AF/SIL-10AP/SIL-10Ai/SIL-10AxL/portoir MTP2 192 pos.													
Shimadzu	SIL-10HTA/SIL-10HTC, plateau à 350 pos.													
Shimadzu	SIL-10HTA/SIL-10HTC, plateau à 140 pos.						X		X	X	X			
Shimadzu	SIL-10HTA/SIL-10HTC 100 160 pos.													
Shimadzu	SIL-10ADvp						X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	HTA 200 H													
Shimadzu	SIL-20A (Prominence), plateau à 105 échantillons/SIL-20AC (Prominence), plateau à 70 échantillons				X		X	X	X	X	X		X	
Shimadzu	SIL-20A/SII-20AC (Prominence), plateau à 175 échantillons													
Shimadzu	SIL-20A/SII-20AC (Prominence), plateau à 50 échantillons													
Shimadzu	LC2010C + LC2010A 350 160 pos.													
Shimadzu	LC2010C + LC2010A 140 160 pos.						X		X	X	X		X	
Shimadzu	LC2010C + LC2010A 100 160 pos.													
Shimadzu	ASI-V													
Shimadzu	FSS-2B													
Shimadzu	SIL-30-40CMP						X		X		X			
Shimadzu	SIL-20AXR/SIL-20ACXR (Prominence) 175 (flacons de 1 ml), 70 (flacons de 1,5 ml), 50 (flacons de 4 ml)						X		X		X			
Shimadzu	SIL-30AC (Nexera) 175 (flacons de 1 ml), 105 (flacons de 1,5 ml), 50 (flacons de 4 ml)						X		X		X			
Sievers (GE Instruments)	Sievers® 900													
Spark	Marathon Basic, plateau standard à 96 pos.						X	X	X		X		X	
Spark	Marathon Basic Flap King Size, plateau à 40 pos.													

Tableau de compatibilité du passeur automatique



6 Espace de tête ND20

	Circlip ND11	Goulot à vis ND13	Fiacons de culture	Fiacons de culture	Fiacons de culture	Fiacons de culture	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Goulot à vis ND24 (EPA)
	11525894	10571013	10306062	10145424	11555914	11516074	10663303	10681033	12990951	10680843	11506114	10192652	11520545	10465982
	11535894	11556044		10506075	11565914	10455982		10195012	10080822	12971231	12941221		10000782	
	11545894	11576044		11561374					10152512	10152512	11526114		10758874	
	12672465	11586044		10224852					12981241	15552340	12951221		11510585	
	15219468										10070952		11792566	
	11585914										10510323		11530585	
	11506924										12910991		11540585	
	11526924												11550585	
	11545924													
	11717597													
	11894930													
	11804940													
	11834940													

PerkinElmer	Série 200, plateau à 205 échantillons													
PerkinElmer	Série 200, plateau à 225 échantillons													
PerkinElmer	AI-1													
PerkinElmer	AS-100 / AS-100B													
PerkinElmer	AS2000 / AS2000B													
PerkinElmer	AS-300													
PerkinElmer	AS3300													
PerkinElmer	Autosystem													
PerkinElmer	HS 6						X							
PerkinElmer	HS40/HS100/101						X		X					
PerkinElmer	TurboMatrix HS16/HS40/HS40 XL/piège HS40/HS110/piège HS110						X** (ne convient pas au modèle Turbo-matrix™ 110)		X		X* (pour les modèles Turbo-matrix™ 16, 40, 110 produits après le 01/09/06)			
PerkinElmer	Integral 4000													
PerkinElmer	ISS-100, plateau à 85 échantillons						X							
PerkinElmer	ISS-100, plateau à 100 échantillons													
PerkinElmer	ISS-200, plateau à 85 échantillons						X							
PerkinElmer	ISS-200, plateau à 100 échantillons													
PerkinElmer	ISS-200, plateau à 145 échantillons													
PerkinElmer	ISS-225, plateau à 205 échantillons													
PerkinElmer	ISS-225, plateau à 100 échantillons + plateau à 90 échantillons													
PerkinElmer	ISS-225, plateau à 85 échantillons						X							
PerkinElmer	ISS-225, plateau à 25 échantillons						X							
PerkinElmer	LC 600, plateau à 42 échantillons													
PerkinElmer	LC 600, plateau à 60 échantillons													
PerkinElmer	Clarus 400, 500, 600													
Pharmacia	LKB 2157-010	X												
Pharmacia	LKB 2157-020													
Polymer Laboratories	PL-AS RT	X	X											
Quana Elektronik	QHSS-40									X				
Sedere		X												
SGE	LS-3200													
Shimadzu	AOC-5000							X			X			
Shimadzu	AOC-14/1400	X	X					X						
Shimadzu	AOC-17	X	X											
Shimadzu	AOC-20/20i/20s 150 160 pos.		X											
Shimadzu	AOC-20/20i/20s, plateau à 96 pos.		X											
Shimadzu	LC-20A	X	X											
Shimadzu	SIL-2AS	X	X			X								
Shimadzu	SIL-6A	X	X			X								
Shimadzu	SIL-6B/SIL-7A/SIL-8A/SIL-9A	X	X			X	X							
Shimadzu	SIL-10A/SIL-10AF/SIL-10AP/SIL-10A/ SIL-10A/L/portoir S 100 pos.	X				X								
Shimadzu	SIL-10A/SIL-10AF/SIL-10AP/SIL-10A/ SIL-10A/L/portoir L à 80 pos.		X				X							
Shimadzu	SIL-10A/SIL-10AF/SIL-10AP/SIL-10A/ SIL-10A/L/portoir MP2 192 pos.					X								
Shimadzu	SIL-10HTA/SIL-10HTC, plateau à 350 pos.					X								
Shimadzu	SIL-10HTA/SIL-10HTC, plateau à 160 pos.	X				X								
Shimadzu	SIL-10HTA/SIL-10HTC 100 160 pos.		X				X							
Shimadzu	SIL-10ADvp	X	X		X	X	X							
Shimadzu	HTA 200 H									X	X			
Shimadzu	SIL-2DA (Prominence), plateau à 105 échantillons/SIL-20AC (Prominence), plateau à 70 échantillons	X												
Shimadzu	SIL-20A/SIL-20AC (Prominence), plateau à 175 échantillons				X									
Shimadzu	SIL-20A/SIL-20AC (Prominence), plateau à 50 échantillons		X				X							
Shimadzu	LC2010C + LC2010A 350 160 pos.				X									
Shimadzu	LC2010C + LC2010A 140 160 pos.	X				X								
Shimadzu	LC2010C + LC2010A 100 160 pos.		X				X							
Shimadzu	ASL-V													X
Shimadzu	HSS-2B									X	X			
Shimadzu	SIL 30-ACMP													
Shimadzu	SIL-20AXR/SIL-20ACXR (Prominence) 175 (flacons de 1 ml), 70 (flacons de 1,5 ml), 50 (flacons de 4 ml)	X	X		X		X							
Shimadzu	SIL-30AC (Nexera) 175 (flacons de 1 ml), 105 (flacons de 1,5 ml), 50 (flacons de 4 ml)	X	X		X		X							
Sievers (GE Instruments)	Sievers® 900													X
Spark	Marathon Basic, plateau standard à 96 pos.	X												
Spark	Marathon Basic Präp King Size, plateau à 48 pos.						X							

Tableau de compatibilité du passeur automatique



7 Goulot sertis ND11

		Goulot sertis ND8	Goulot sertis ND8	Goulot sertis ND8	Goulot sertis ND8	Goulot sertis ND8	Goulot sertis ND8	Goulot à vis ND8	Goulot à vis ND8	Filetage court ND9	Goulot à vis ND10	Goulot sertis ND11 7	Goulot sertis ND11	Goulot sertis ND11	Goulot sertis ND11
		11732408 11742408	11561364	11531374 11541374	11717567 11722408	11792408 11782408	11712408	11565874 10560053 11595874 11525884	11515884	11575884 10080952 11515894 10145714 12951011 15166425 15176425 11871653 11595914 11707587 11727587 11575894 11585894 11595894 11535914 15592310 11515924 11884930 11851673 11814940 11824940	11511474 10521593 11531474	10081022 10326042 11535884 11545884 11565894 10678005 11505894	11865813 11555894	11505884	11555894
Spark	Midas, plateau standard à 84 pos.							X	X	X		X		X	X
Spark	Midas, plateau à 96 pos. à grande capacité							X	X	X		X		X	X
Spark	Midas, plateau à 24 pos. à grand volume														
Spark	Alias							X	X	X		X		X	
Spark	Promis							X	X	X		X		X	
Spark	SPH 125							X	X	X		X		X	
Spark	Triathlon, plateau standard 96							X	X	X		X		X	X
Spark	Triathlon, plateau LSV à 72 pos.														
Spark	Triathlon, super LSV 32 160 pos.														
Spark	Triathlon, micro plateau à 160 pos.	X				X									
Spark	Plateau Endurance à 48 pos.							X	X	X		X		X	
Spark	Plateau Reliance à 48 pos.							X	X	X		X		X	
Spark	Intenry									X		X			
Spark	Prospekt 2											X			
Spark	Reliance/Symbiosis Pharma											X			
Spark	Taches de sang séché (DBS, Dried Blood Spot)							X		X		X			
Spark	Integrity							X		X		X			
Spark	2 plaques Integrity à 108 pos. (2 ml), 2 plaques IntegrityPlus à 108 pos. (2 ml), 4 plaques							X		X		X			
Spark	Optimas							X		X		X			
Spark	Optimas 96 pos. (2 ml), 24 pos. (10 ml)							X	X	X		X		X	
Spark	Alias							X	X	X		X		X	
Spectra Physics	8875							X	X	X		X			
Spectra Physics	8880							X	X	X		X			
Spectra Physics	SpectraSYSTEM AS1000	X			X	X		X	X	X		X		X	
Spectra Physics	SpectraSYSTEM AS 3000	X		X	X	X		X	X	X		X		X	X
Spectra Physics	SpectraSYSTEM AS 3500	X		X	X	X		X	X	X		X		X	
Sykam	S 5200									X					
Teledyne Tekmar	7000/700HT/7050														
Teledyne Tekmar	AQUATEK 70/SOLATEK 72**														
Teledyne Tekmar	STS 8000 COT														
Teledyne Tekmar	HT3														
Thermo Scientific	AS1000 (GC Trace)	X			X	X		X		X		X		X	
Thermo Scientific	AS200	X			X	X		X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	AS300	X			X	X		X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	AS2000, plateau à 30 échantillons														
Thermo Scientific	AS2000, plateau à 90 échantillons (GC Trace)			X				X	X	X		X		X	X
Thermo Scientific	AS3000 (II)/AS3000 (III) AS3500 (GC Trace GC + GC Focus)	X			X	X				X		X		X	
Thermo Scientific	A200LC	X			X	X		X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	SpectraSYSTEM AS 1000	X			X	X		X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	SpectraSYSTEM AS 3000	X		X	X	X		X	X	X		X		X	X
Thermo Scientific	SpectraSYSTEM AS 3500	X		X	X	X		X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	A200S	X			X	X		X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	AS100	X			X	X		X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	AS300, plateau à 42 échantillons							X		X		X		X	X
Thermo Scientific	AS800, plateau à 60 échantillons		X	X	X			X		X		X		X	
Thermo Scientific	Dionex AS-AP							X		X		X		X	
Thermo Scientific	Dionex UltiMate WPS-3000	X		X				X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	Dionex AS 40														
Thermo Scientific	HS250														
Thermo Scientific	HS500														
Thermo Scientific	HS800														
Thermo Scientific	HS850														
Thermo Scientific	HS2000														
Thermo Scientific	TriPlus (+GC PAL) (AS+ Duo)	X		X	X	X		X		X		X		X	X
Thermo Scientific	TriPlus HS														
Thermo Scientific	TriPlus SPME														
Thermo Scientific	TriPlus RSH				X	X		X		X		X			
Thermo Scientific	TriPlus 300														
Thermo Scientific	HiPerTOC														
Thermo Scientific	Surveyor (Surveyor Plus)	X			X	X		X		X		X		X	
Thermo Scientific	Passeur automatique LC haute vitesse Accela (200 pos.)	X			X	X		X		X		X		X	
Thermo Scientific	Passeur automatique ouvert Accela	X				X	X	X	X	X		X		X	
Thermo Scientific	Trace série 1300							X		X	X	X		X	
Unicam	4247							X		X		X		X	
Unicam	4710							X		X		X		X	
Unicam	4700 (GC)	X				X									
Unicam	4700 (LC)	X				X		X	X	X					
Unicam	LC-XP							X	X	X		X		X	
Unicam	S4 / S8	X				X									
Varian	ProStar 400, plateau standard à 96 pos.							X	X	X	X	X		X	
Varian	ProStar 400, King Size, plateau à 48 pos.														
Varian	ProStar 410, plateau standard à 84 pos.							X	X	X	X	X		X	X
Varian	ProStar 410, plateau à 96 pos. à grande capacité							X	X	X	X	X		X	X
Varian	ProStar 410, plateau à 24 pos. à grand volume										X	X		X	
Varian	ProStar 420, plateau standard à 96 pos.							X	X	X	X	X		X	X

Tableau de compatibilité du passeur automatique



8 Goulot serti ND11

		Circulp ND11	Goulot à vis ND13	Fiacons de culture 3	Fiacons de culture	Fiacons de culture	Fiacons de culture	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Goulot à vis ND24 (EPA)
		11525894	10571013	10306062	10145424	11555914	11516074	10663303	10681033	12990951	10680843	11506114	10192652	11520545	10465982
		11535894	11556044		10506075	11565914	11561374		10195012	10080822	12971231	12941221		10000782	
		11545894	11576044		11561374					10152512	15552340	11526114		10758874	
		11545914	11586044		10224852					12981241		12951221		11510585	
		12672465										10070952		11798256	
		15219468										10510323		11530585	
		11585914										12910991		11540585	
		11505924												11550585	
		11525924													
		11545924													
		11717597													
		11894930													
		11804940													
		11834940													
Spark	Midas, plateau standard à 84 pos.	X							X						
Spark	Midas, plateau à 96 pos. à grande capacité	X													
Spark	Midas, plateau à 24 pos. à grand volume								X						
Spark	Alias	X								X					
Spark	Promis	X													
Spark	SPH 125	X													
Spark	Triathlon, plateau standard 96	X				X									
Spark	Triathlon, plateau LSV à 72 pos.		X												
Spark	Triathlon, super LSV 32														
Spark	190 pos.								X						
Spark	Triathlon, micro plateau à 160 pos.														
Spark	Plateau Endurance à 48 pos.	X													
Spark	Plateau Reliance à 48 pos.	X													
Spark	Interty	X													
Spark	Prespekt 2	X													
Spark	Reliance/Symbiosis Pharma	X													
Spark	Taches de sang séché (DBS, Dried Blood Spot)														
Spark	Integrity														
Spark	2 plaques Integrity à 108 pos. (2 ml), 2 plaques IntegrityPlus à 108 pos. (2 ml), 4 plaques Optimas	X													
Spark	Optimas														
Spark	Optimas 96 pos. (2 ml), 24 pos. (10 ml)	X										X			
Spark	Alias	X								X					
Spectra Physics	8875	X													
Spectra Physics	8880	X													
Spectra Physics	SpectraSYSTEM AS1000	X			X										
Spectra Physics	SpectraSYSTEM AS 3000	X			X										
Spectra Physics	SpectraSYSTEM AS 3500	X			X										
Sylkam	S 5200	X													
Teledyne Tekmar	7000/7000HT/7050									X					
Teledyne Tekmar	AQUATEK 70/SOLATEK 72™														X
Teledyne Tekmar	STS 8000 COT														X
Teledyne Tekmar	HT3								X			X			
Thermo Scientific	AS1000 (GC Trace)														
Thermo Scientific	AS200														
Carlo Erba	AS300	X				X									
Thermo Scientific	AS2000, plateau à 30 échantillons								X						
Thermo Scientific	Plateau à 90 échantillons AS2000 (GC Trace)														
Thermo Scientific	AS3000 (III) AS3000 (III) AS3500 (GC Trace + GC Focus)								X						
Thermo Scientific	A200LC	X			X										
Thermo Scientific	SpectraSYSTEM AS 1000	X			X										
Thermo Scientific	SpectraSYSTEM AS 3000	X			X										
Thermo Scientific	SpectraSYSTEM AS 3500	X			X										
Thermo Scientific	A200S														
Thermo Scientific	AS100	X			X										
Thermo Scientific	AS800, plateau à 42 échantillons														
Thermo Scientific	AS800, plateau à 60 échantillons														
Thermo Scientific	Dionex AS-AP	X						X							
Thermo Scientific	Dionex UltiMate WPS-3000	X	X					X							
Thermo Scientific	Dionex AS 40		X				X								
Thermo Scientific	HS250								X						
Thermo Scientific	HS500								X						
Thermo Scientific	HS800								X			X			
Thermo Scientific	HS850								X			X			
Thermo Scientific	HS2000								X			X			
Thermo Scientific	TriPlus (+GC PAL) (AS+ Duo)								X			X			
Thermo Scientific	TriPlus HS								X			X			
Thermo Scientific	TriPlus SPME								X			X			
Thermo Scientific	TriPlus RSH	X							X			X			
Thermo Scientific	TriPlus 900											X			
Thermo Scientific	HiPer TOC														X
Thermo Scientific	Surveyor (Surveyor Plus)	X				X			X						
Thermo Scientific	Passeur automatique LC haute vitesse Accela (200 pos.)	X													
Thermo Scientific	Passeur automatique ouvert Accela	X						X		X	X				
Thermo Scientific	Trace série 1300	X													
Unicam	4247														
Unicam	4710														
Unicam	4700 (GC)														
Unicam	4700 (LC)														
Unicam	LC-XP		X												
Unicam	S4 / S8														
Varian	ProStar 400, plateau standard à 96 pos.	X													
Varian	ProStar 400, King Size, plateau à 48 pos.							X							
Varian	ProStar 410, plateau standard à 84 pos.	X							X						
Varian	ProStar 410, plateau à 96 pos. à grande capacité	X													
Varian	ProStar 410, plateau à 24 pos. à grand volume								X						
Varian	ProStar 420, plateau standard à 96 pos.	X				X									

Tableau de compatibilité du passeur automatique



9 Filetage court ND9

		Goulot serré ND8	Goulot serré ND8	Goulot serré ND8	Goulot serré ND8	Goulot serré ND8	Goulot serré ND8	Goulot à vis ND8	Goulot à vis ND8	Filetage court ND9 9	Goulot à vis ND10	Goulot serré ND11	Goulot serré ND11	Goulot serré ND11	Goulot serré ND11
		11732408 11742408	11561364	11531374 11541374	11717567 11722408	11792408 11782408	11712408	11565874 10560053 11595874 11525884	11515884	11575884 10080952 11515884 10145714 12951011 15166425 15136425 15176425 11871653 11595914 11707597 11727597 11575884 11585884 11595884 11535914 15592310 11515924 11884930 11851673 11814940 11824940	11511474 10521593 11535884 11531474	10081022 10326042 11535884 11545884 11565884 10678005 11505884	11865813 11555884	11505884	11555884
Varian	ProStar 420, plateau LSV à 72 pos.				X										
Varian	ProStar 420, plateau super LSV à 32 pos.	X				X									
Varian	ProStar 420, micro plateau à 160 pos.							X	X	X		X			X
Varian	ProStar 430, plateau à 48 pos.							X	X	X		X			
Varian	8035							X	X	X		X			
Varian	8000							X	X	X		X			
Varian	8400 (100 pos.)							X	X	X		X			
Varian	Injecteur automatique 8410 (10 x 2 ml ; 6 x 5 ml ; 5 x 10 ml)							X	X	X		X			
Varian	8100							X	X	X		X			
Varian	8200							X	X	X	X	X			
Varian	CP-910, 911, 912							X	X	X		X			
Varian	CP-940, 941							X	X	X		X			
Varian	LC 9100/LC 9095/LC 9090								X	X		X			
Varian	Archon														
Varian	COMBI PAL (plateau à 200 pos.), GC PAL (plateau à 200 pos.)	X				X									
Varian	COMBI PAL (plateau à 98 pos.), GC PAL (plateau à 98 pos.)				X					X		X			
Varian	COMBI PAL, mode SPME (plateau à 98 pos.)									X		X			
Varian	COMBI PAL (plateau à 32 pos.), GC PAL (plateau à 32 pos.)														
Varian	COMBI PAL, mode SPME (plateau à 32 pos.)														
Varian	Genesis														
Varian	Marathon Basic, plateau standard à 96 pos.							X	X	X		X			X
Varian	Marathon Basic, Prép, King Size, plateau à 48 pos.														
Varian	Vista							X	X	X					
Varian	CP-9020 / CP-9025									X					
Varian	CP-9060									X					
Varian	CP-9010							X	X	X		X			
Varian	820-LC / 940-LC							X	X	X		X			
Viscotek	Nortex™														
Viscotek	Passeur automatique GPC							X	X	X	X				
WWR	Hitachi Chromaster							X	X	X		X			
WWR (Merck®)/Hitachi	L2200 (LaChrom Elite)/L2200-U (LaChrom Ultra) (plateau à 200 pos.)							X	X	X					
WWR (Merck®)/Hitachi	L2200 (LaChrom Elite) (plateau à 128 pos.)														
WWR (Merck®)/Hitachi	L7200 (LaChrom) (plateau à 80 pos./ L7250 (LaChrom) (plateau à 120 pos.)							X	X	X					
WWR (Merck®)/Hitachi	L7250 (LaChrom) (support de portoir pour combinaison de portoirs)				X			X	X	X					
WWR (Merck®)/Hitachi	855-A40 (plateau à 108 pos.)							X	X	X					
WWR (Merck®)/Hitachi	L-9100							X	X	X					
WWR (Merck®)/Hitachi	AS 2000 (plateau à 50 pos.)							X	X	X		X			
WWR (Merck®)/Hitachi	AS 4000 (plateau à 150 pos.)							X	X	X		X			
WWR (Merck®)/Hitachi	AS 4000 (plateau à 198 pos.)				X			X	X	X		X			
WWR (Merck®)/Hitachi	8210 (Chromaster) 195 pos. (1 ml), 120 pos. 1,5 ml (standard), 72 pos. (4 ml), 2 plaques de micro-titrage (96-384)							X	X	X		X			
WWR (Merck®)/Hitachi	AS 6000				X			X	X	X					
Waters®	Système UPLC ACQUITY™									X					
Waters®	Nisp, 48 positions														
Waters®	Nisp, 96 positions														
Waters®	717, carrousel à 96 positions														
Waters®	717, carrousel à 48 positions														
Waters®	Alliance®									X	X	X			
Waters®	Alliance® GPC 2000									X	X	X			
Waters®	Système HT Alliance®									X	X	X			
Waters®	Alliance® 2790/2795									X	X	X			
Waters®	Organiseur d'échantillons Acquity									X					
Waters®	Acquity/CapLC/Waters/Nano Acquity									X					
Waters®	Alliance® 2690/2695									X (ne convient pas au modèle 11515884)	X	X			

Tableau de compatibilité du passeur automatique



10 Circlip ND11

		Circlip ND11	Goulot à vis ND13	Flacons de culture	Flacons de culture	Flacons de culture	Flacons de culture	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Espace de tête ND20 (ND18)	Goulot à vis ND24 (EPA)
		11525894	10571013	10306062	10145424	11555914	11516074	10663303	10681033	12990951	10680843	11506114	10192652	11520545	10465982
		11535894	11556044		10506075	11565914	10455982		10195012	10080822	12971231	12941221		10000782	
		11545894	11576044		11561374					10152512	15552340	11526114		10758874	
		11545914	11586044		10224852					12981241		12951221		11510585	
		12672465										10070962		11798256	
		15219469										10510323		11530585	
		11585014										12910991		11540585	
		11505924												11550585	
		11525924													
		11545924													
		11717597													
		11894930													
		11804940													
		11834940													
Varian	ProStar 420, plateau LSV à 72 pos.		X												
Varian	ProStar 420, plateau super LSV à 160 pos.							X	X						
Varian	ProStar 420, micro plateau à 160 pos.														
Varian	ProStar 430, plateau à 48 pos.	X													
Varian	8035														
Varian	8000														
Varian	8400 (100 pos.)														
Varian	injecteur automatique 8410 (10 x 2 ml ; 6 x 5 ml ; 5 x 10 ml)												X		
Varian	8100												X	X	
Varian	8200														
Varian	CP-910, 911, 912														
Varian	CP-940, 941														
Varian	LC 9100/LC 9095/LC 9090	X													
Varian	Archon														X
Varian	COMBI PAL (plateau à 200 pos.), GC PAL (plateau à 200 pos.)								X						
Varian	COMBI PAL (plateau à 98 pos.), GC PAL (plateau à 98 pos.)								X						
Varian	COMBI PAL, mode SPME (plateau à 98 pos.)								X						
Varian	COMBI PAL (plateau à 32 pos.), GC PAL (plateau à 32 pos.)								X			X			
Varian	COMBI PAL, mode SPME (plateau à 32 pos.)								X			X			
Varian	Genesis										X				
Varian	Marathon Basic, plateau standard à 96 pos.	X													
Varian	Marathon Basic, Prép, King Size, plateau à 48 pos.							X							
Varian	Nista														
Varian	CP-9020 / CP-9025								X						
Varian	CP-9060								X						
Varian	CP-9010														
Varian	920-LC / 940-LC	X													
Viscotek	Vortex™														X
Viscotek	Passeur automatique GPC														
WVR	Hitachi Chromaster		X												
WVR (Merck®)/Hitachi	L2200 (LaChrom Elite)/L2200-U (LaChrom Ultra) (plateau à 200 pos.)	X													
WVR (Merck®)/Hitachi	L2200 (LaChrom Elite) (plateau à 120 pos.)		X												
WVR (Merck®)/Hitachi	L7200 (LaChrom) (plateau à 80 pos.)/L7250(LaChrom) (plateau à 120 pos.)	X													
WVR (Merck®)/Hitachi	L7250 (LaChrom) (support de porteur pour combinaison de porteurs)	X	X												X
WVR (Merck®)/Hitachi	B55-A40 (plateau à 108 pos.)	X													
WVR (Merck®)/Hitachi	L-9100		X												
WVR (Merck®)/Hitachi	AS 2000 (plateau à 50 pos.)		X												
WVR (Merck®)/Hitachi	AS 4000 (plateau à 150 pos.)		X												
WVR (Merck®)/Hitachi	AS 4000 (plateau à 198 pos.)														
WVR (Merck®)/Hitachi	5210 (Chromaster) 196 pos. (1 ml, 120 pos. (1.5 ml) standard), 72 pos. (4 ml), 2 plaques de micro-titrage (96.384)	X	X		X		X								
WVR (Merck®)/Hitachi	AS 6000	X													
Waters®	Système UPLC ACQUITY™		X (pour plateau à 24 positions)												
Waters®	Wisp, 48 positions		X				X								
Waters®	Wisp, 96 positions				X										
Waters®	717, carrousel à 96 positions				X										
Waters®	717, carrousel à 48 positions		X				X								
Waters®	Alliance®	X													
Waters®	Alliance® GPC 2000		X						X						
Waters®	Système HT Alliance®	X													
Waters®	Alliance® 2790/2795	X													
Waters®	Organisateur d'échantillons	X													
Waters®	Acquity	X													
Waters®	Acquity/CapLC/Waters/Nano Acquity	X													
Waters®	Alliance® 2690/2695	X													

Austria: +43(0)800-20 88 40 Belgium: +32 (0)56 260 260 Denmark: +45 70 27 99 20
 Germany: +49 (0)2304 9325 Ireland: +353 (0)1 885 5854 Italy: +39 02 950 59 478
 Finland: +358 (0)9 8027 6280 France: +33 (0)3 88 67 14 14 Netherlands: +31 (0)20 487 70 00
 Norway: +47 22 95 59 59 Portugal: +351 21 425 33 50 Spain: +34 902 239 303
 Sweden: +46 31 352 32 00 Switzerland: +41 (0)56 618 41 11 UK: +44 (0)1509 555 500