

BMP™21-LAB Etikettendrucker

Außen stark. Innen genial.



Der tragbare BMP21-LAB Etikettendrucker kombiniert ein robustes Gehäuse mit intelligenten Druckfunktionen, sodass er auch unter schwierigen Bedingungen optimale Leistung liefert. **Mit laborspezifischen Symbolen**, automatischer Größeneinstellung von Etiketten für Ampullen und Röhrchen, leicht einsetzbaren Kassetten, Li-Ion-Akku und einer zweijährigen Garantie ist dieser Drucker eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung für die schnelle und effiziente Erstellung von Etiketten in jeder Laborumgebung. **Mit hochwertigen Etikettenmaterialien**, die speziell für Labore entwickelt wurden, können beständige und professionell aussehende Etiketten für Laborproben und andere Zwecke erstellt werden.

Einfache Anwendung, einfacher Kauf – Sie werden nie wieder mit einem Stift beschriften wollen!

Für Labore entwickelt

- Materialien für Laboranwendungen, wie Cryo-Ampullen und Objektträger
- Griechische Symbole, die häufig in Laboren verwendet werden; intuitive Menüstruktur für Symbole
- Etiketten für Ampullen werden automatisch auf die richtige Größe zugeschnitten
- Automatische Serialisierung
- Zeit-/Datumsstempel



Benutzerfreundlich

- Dreizeiliges LCD-Display sorgt für ausgezeichnete Sichtbarkeit
- ABC-Tastatur, Grafikbibliothek, Schnellasten und Menüfunktionen ermöglichen eine schnelle Etikettenerstellung
- Li-Ion-Akku* mit langer Lebensdauer
- Smart-Cell-Technologie für die automatische Etiketteneinrichtung
- Automatische Formatierung von häufig in Laboren verwendeten Etikettentypen
- Praktischer Magnet* für bequemere Anwendung und Aufbewahrung auf kleinen Labortischen sowie ein Trageband für die freihändige Bedienung
- Das ergonomische Design mit dem Geräteschwerpunkt in der Mitte und einem guten Griff ermöglicht eine einfache Handhabung



Große Vielfalt äußerst beständiger Materialien

- Laborspezifische Materialien, die den schwierigen Bedingungen in Laboren standhalten können
- Hochwertige, beständige Etiketten, die zuverlässig haften
- Bedruckt beständige Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite von 6–19 mm für eine maximale Datenmenge
- Mit dem hochwertigen Endlosmaterial kann die Etikettenlänge nach Bedarf angepasst werden
- 7 verschiedene branchenspezifische Materialien mit hoher Beständigkeit können alle Ihre Druckanforderungen erfüllen



2 JAHRE
GARANTIE

*Das Zubehör ist separat erhältlich. Der Akku ist nur im Starter-Set enthalten.

BMP™21-LAB Etikettendrucker

Artikelnr.	Beschreibung
139538	BMP21-LAB Drucker, Blisterverpackung

Die Blisterverpackung enthält: Drucker + Trageband + Kurzanleitung + Etiketten-Kassette M21-750-7425

BMP21-LAB Starter-Set

Artikelnr.	Beschreibung
134474	BMP21-LAB Drucker-Set EU

Inhalt des Starter-Sets: Drucker + Li-Ion-Akku + Netzkabel + Trageband + Kurzanleitung + Etiketten-Kassette M21-750-7425



2 JAHRE GARANTIE

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
110416	BMP21 Netzadapter EU
139540	Li-Ion-Akku für BMP21-PLUS; BMP21-LAB
110891	BMP21 Magnethalterung
110892	BMP21 Multifunktionszubehör

Transparente Polyester-Etiketten zum Kennzeichnen von Fläschchen, Kolben und Schalen



Bestell-bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B-430: Polyester			
M21-375-430	Schwarz auf Transparent	9,53	6,40
M21-500-430	Schwarz auf Transparent	12,70	6,40
M21-750-430	Schwarz auf Transparent	19,05	6,40

Polypropylen-Etiketten für Ampullen, Röhrchen, Objektträger und Mikrotiterplatten

- Beständig gegen Flüssigstickstoff, geeignet für den Einsatz in Kühlräumen, Wasserbädern und Autoklaven



Bestell-bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B-7425: Polypropylen			
M21-375-7425	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40
M21-500-7425	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40
M21-750-7425	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40

Äußerst flache, weiße Polyester-Etiketten für Ampullen, Röhrchen und konische Röhrchen



Bestell-bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B-461: Selbstlaminiertender Polyester			
M21-375-461	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40
M21-500-461	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40
M21-750-461	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40

Vinyl-Etiketten für allgemeine Kennzeichnungen

- Haftet auf unebenen, rauen und gekrümmten Oberflächen
- Empfohlen für Geräte, Regale, Schränke und die allgemeine Laborkennzeichnung



Bestell-bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B-595: Vinyl			
M21-250-595-YL	Schwarz auf Gelb	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Schwarz auf Gelb	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Schwarz auf Gelb	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Schwarz auf Gelb	19,05	6,40
M21-375-595-GY	Schwarz auf Grau	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Schwarz auf Grau	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Schwarz auf Grau	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Schwarz auf Orange	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Schwarz auf Orange	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Schwarz auf Orange	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Schwarz auf Weiß	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40
M21-375-595-BL	Weiß auf Blau	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Weiß auf Blau	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Weiß auf Blau	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Weiß auf Braun	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Weiß auf Braun	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Weiß auf Braun	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Weiß auf Grün	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Weiß auf Grün	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Weiß auf Grün	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Weiß auf Lila	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Weiß auf Lila	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Weiß auf Lila	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Weiß auf Rot	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Weiß auf Rot	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Weiß auf Rot	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Weiß auf Schwarz	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Weiß auf Schwarz	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Weiß auf Schwarz	19,05	6,40

Chemikalienbeständige Polyester-Etiketten für Objektträger

- Beständig gegen Ethanol, DMSO und kurzzeitig gegen Xylen



Bestell-bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B-488: Polyester			
M21-375-488	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40
M21-500-488	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40
M21-750-488	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40

Nylon-Etiketten für Beutel, Fläschchen und Röhrchen

- Einfach zu handhabendes Etikett aus Nylongewebe für unstarre und gekrümmte Oberflächen



Bestell-bezeichnung	Farbe	Breite (mm)	Länge (m)
B-499: Nylongewebe			
M21-375-499	Schwarz auf Weiß	9,53	4,90
M21-500-499	Schwarz auf Weiß	12,70	4,90
M21-750-499	Schwarz auf Weiß	19,05	4,90



Weitere Informationen zu diesen Materialien finden Sie auf www.bradyeurope.com.

BRADY

WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Mittlerer Osten	+971 4881 2524
Belgien	+32 (0) 52 45 78 11	Norwegen	+47 70 13 40 00
Dänemark	+45 66 14 44 00	Rumänien	+40 21 202 3032
Deutschland	+49 (0) 6103 7598 660	Russland	+7 495 225 93 62
Frankreich	+33 (0) 3 20 76 94 48	Spanien & Portugal	+34 900 902 993
Großbritannien & Irland	+44 (0) 1295 228 288	Schweden	+46 (0) 8 590 057 30
Italien	+39 02 26 00 00 22	Türkei	+90 212 264 02 20
Mittel- und Osteuropa	+421 2 3300 4800	Ungarn	+36 23 500 275

Ihr Brady-Fachhändler



28/04/2014



Y3948916